



Informácia o cene na vyžiadanie

Parametre

Množstevná jednotka

ks

- Detailný popis
- Objektívny nácvik intubácie s modelom torza dospelého človeka
- Možnosť vykonávania autentického nácviku s realistickým torzom človeka s materiálom veľmi blízko simulujúcim kožu - záklon hlavy / zdvih brady, čuchacia poloha
- Manéver pre predsunutiu dolnej čeľuste (zobrazený na monitore)
- Ventilácia pomocou resuscitačnej masky s vakom
- Možnosť zavádzania do horných a dolných ciest dýchacích
- Je možné aplikovať intubačnú trubicu (ETT), laryngeálnu masku (LMA/l-gel) a trubicu Combi-Tube
- Intubácia pomocou laryngoskopu
- Možnosť pozorovania zdvihu hrudníka počas ventilácie a kontroly pomocou stetoskopu
- Zvuky upozorňujúce na nadmerné použitie laryngoskopu
- Detekcia a zobrazenia metódy záklonu hlavy / zdvihu brady a čuchaciu pozíciu na tablete
- Možnosť pozorovania hĺbky intubácie (hlboká/stredná/plytká) na tablete
- Možnosť pozorovania intubácie pažeráku na tablete
- Detekcia dychového objemu a roztiahnutia žalúdka a zobrazenie stavu na tablete
- Užívateľ môže sledovať záznamy z nácviku pomocou auto-ID položiek a kontrolného zoznamu
- Kontrolný zoznam a výsledný výstup sú konfigurovateľné
- Všetky výsledky je možné uložiť
- Bezdrôtové Bluetooth spojenie so zobrazovacím tabletom

Špecifikácia

- Model trupu dospelého človeka (s nainštalovaným ovládačom a zariadením bluetooth)
- Lubrikant
- AC napájací adaptér
- Skrinka na batérie
- Skladovací kufřík

Model sa dodáva bez tabletu, ktorý je potrebný na jeho správne fungovanie

Chcete stránku vytlačiť?

Skryť pred tlačou nejaké časti stránky.



Vytlačiť časť stránky

Vytlačiť celú stránku tak, ako ju vidíte.




Vytlačiť celú stránku

(tento box nebude vytlačený)

Úprava stránky pred tlačou

Postavte sa kurzorom na nejaký obsah na stránke, zobrazí sa červený obdĺžnik. Kliknutím na neho obsah skryjete. Potom stisnete tlačidlo 'Vytlačiť'.



Vytlačiť!  Zobrazíť všetko