




HELAGO-SK, s.r.o.
Obchodný register Mestského súdu v Bratislave III
oddiel Sro, vložka 93626/B
Kosodrevinová 2
82107 Bratislava
IČ: 47479256, DIČ: 2023908898
Tel: 02/55565291
E-mail: info@helago-sk.sk
Web: <http://www.helago-sk.sk>

S320.100 - Simulátor PEDI s technológiou SmartSkin + OMNI2
Objednávaci kód: **4108.S320.100.250**







Informácia o cene na vyžiadanie

Parametre

Prevedenie

Množstevná jednotka

Figurína novorodenca

ks

- Detailný popis

Simulátor novorodenca PEDI s OMNI 2 je patientsky simulátor plne donoseného novorodenca navrhnutý pre nácvik zaistenia dýchacích ciest a resuscitácie novorodenca. Simulátor novorodenca PEDI je dodávaný s novým ovládacím tabletom OMNI 2, ktorý vám poskytuje metriku kvality KPR v reálnom čase, interaktívny trenažér zvládania dychovej tiesne a nástroj pre rozbor.

PEDI BLUE simulátor novorodenca s OMNI 2

Novorodenec PEDI je patientsky simulátor plne donoseného novorodenca navrhnutý pre nácvik KPR novorodenca a zručností intravenózne kanylácie.

Dýchacie cesty s možnosťou intubácie

Podporuje orálnu alebo nazálnu intubáciu pomocou štandardných nástrojov a kŕmenia.

eCPR™ KPR odozva v reálnom čase

Monitorujte a zaznamenávajúte kvalitu kompresí hrudníka a ventilácií v reálnom čase.

Viditeľný zdvih hrudníka

Realistické obojstranné roztiahnutie pľúc pri ventilácii pomocou resuscitačnej masky s vakom

Katetrizácia pupočníku

Pupočná žila podporuje kanyláciu a infúziu.

Nácvik resuscitácie novorodenca s OMNI 2

Dotykový interface a ovládacie prvky OMNI 2 sa naučíte ľahko používať. A pretože je bezdrôtový, máte možnosť ovládať, regulovať a vykonávať rozbor kdekoľvek v miestnosti.

Podpora bezdrôtového virtuálneho patientskeho monitoru

Nacvičujte meranie, interpretáciu a dokumentáciu vitálnych funkcií pre zlepšenie plánovacích a rozhodovacích zručností. Virtuálny patientsky monitor Gaumard napodobňuje zobrazovanie hodnôt štandardných patientskych monitorov vrátane: teploty, frekvencie tepu, dychovej frekvencie, preduktnálnej a postduktnálnej saturácie kyslíku, krvného tlaku, glukózy a ďalších.

eCPR™ KPR odozva v reálnom čase

Zlepšujte účinnosť a efektivitu vášho nácviku KPR prostredníctvom monitorovania metriky, ako je frekvencia a hĺbka v reálnom čase. eCPR tiež poskytuje protokoly výkonu, ktoré vám pomáhajú rozpoznať slabé stránky vo výkone a uchovávať záznamy vašich nácvikových relácií.

Model dychovej tiesne

Pokračujte v scenári tak, aby vyžadoval pokročilú liečbu úpravou závažnosti dychovej tiesne jediným dotykom. Účinné ventilácie navyše automaticky vracajú viditeľnú periférnu a centrálnu cyanózu na zdravý vzhľad kože.

Kontrolný zoznam algoritmov

Ľahko sledujte ciele algoritmov a dosiahnite tak efektívnejšieho rozboru.

Vlastnosti produktu

- Celotelový plne donosený novorodenec
- Vstavaná bezdrôtová konektivita OMNI 2
- OMNI 2 – bezdrôtový tablet
- Realistické dýchacie cesty s jazykom, hlasivkami, priedušnicou a pažerákom pre nácvik zaistenia dýchacích ciest
- Podpora orálnej a nazálnej intubácie a odsávania pomocou štandardných nástrojov
- eCPR™ – metrika kvality KPR v reálnom čase s protokolom výkonu
- Hĺbka a frekvencia kompresí
- Frekvencia ventilácií
- Nadmerná ventilácia
- Čas bez prietoku vzduchu
- KPR cykly
- Realistické vnútorné orgány a anatomické orientačné miesta pre umiestnenie rúk pri KPR
- Realistické obojstranné rozťahnutie pľúc pri ventilácii pomocou resuscitačnej masky s vakom
- Nacvičujte katetrizáciu a infúziu pupočníku
- Simulujte KPR novorodenca pomocou „obopínajúcej“ techniky dvoma palcami, alebo alternatívnej kompresnej metódy dvoma prstami
- Hlava, paže a nohy pohyblivé v kĺboch

Obsah balenia

- PEDI Blue s možnosťou bezdrôtového rozhrania OMNI 2
- OMNI 2 bezdrôtový ovládací tablet
- Príslušenstvo / spotrebný materiál
- Zdroj napájania
- Príručka
- Prenosná taška

Chcete stránku vytlačiť?

Skryť pred tlačou nejaké časti stránky.



Vytlačiť časť stránky

Vytlačiť celú stránku tak, ako ju vidíte.



Vytlačiť celú stránku

(tento box nebude vytlačený)

Úprava stránky pred tlačou

Postavte sa kurzorom na nejaký obsah na stránke, zobrazí sa červený obdĺžnik. Kliknutím na neho obsah skryjete. Potom stisnite tlačidlo 'Vytlačiť'.



Vytlačiť!



Zobrazíť všetko