

## AR351 - Figurína pre nácvik zmiernenia bolesti

Objednávací kód: **4101.AR351**



Informácia o cene na vyžiadanie

### Parametre

Kanyly, injekcie, napichovanie - filter

Trup

Množstevná jednotka

ks

- Táto figurína bola vytvorená skúseným anesteziológom zo Salfordského centra bolesti v Manchestri.
- Správne zacielenie ihly je potrebné pre zabezpečenie účinnosti diagnostických blokov a je nevyhnutné pri použití neurolytických roztokov. Rádiologická kontrola polohy ihly by mala byť rutinná a prakticky nacvičená.
- Pokusy o lokálnu anestéziu praktikantov, ktorí nemajú tieto techniky zažitú, môžu pre pacientov znamenať nepríjemné a zdĺhavé procedúry.
- Figurína sa skladá z plastovej ľudskej kostry natretej bariovou farbou a pokryté penovou gumou a umelou kožou, na ktorej môžu praktikanti precvičovať zavedenie ihly pod röntgenovým zosilňovačom. Nízka röntgenová denzita figuríny umožňuje v priebehu simulovaných procedúr použitie znížených dávok žiarenia.
- Zručnosti, ktoré možno na figuríne demonštrovať:
  - znalosť povrchovej anatómie aplikovanej na jednotlivých nervových blokoch
  - orientácia obrazu a identifikácia príslušných röntgenových anatomických bodov
  - určenie bodu pre vpich ihly a uhlu zavedenia
  - rozpoznanie kontaktu s hlbokými kostnými štruktúrami

- princíp vyťahnutia a zacielenia ihly pod iným uhlom
- Cieľovým bodom simulácie je správny röntgenový obraz pozície hrotu ihly pre aplikáciu kontrastnej látky. Skôr získané príklady prieniku kontrastnej látky môžu byť potom pomocou počítača a monitora použité pre ďalšie simulačné scenáre.
- Model je dodávaný v atraktívnom prenosnom kufríku.