



Informácia o cene na vyžiadanie

Parametre

Prevedenie

Množstevná jednotka

Figurína novorodenca

ks

Základný patientsky simulátor STAT Baby simuluje 9mesačného pacienta.

Vlastnosti a funkcie:

- Zavedenie hrudnej trubice na oboch stranách
- Defibrilácia s úrovňou výboja 2-4 jouly na kilogram
- Zavedenie ET trubice
- Starostlivosť o výživovú trubicu
- Zavedenie Foleyho katétru (ženský)
- Intramuskulárne a subkutánne injekčné miesta
- Noha pre intraoseálne techniky
- Zavádzanie LMA
- Zásobník na tekutiny pre zavedenie nazogastrickej trubice
- Periférne intravenózne miesto na ruke a chodidle
- PICC kanyla
- Pneumotorax
- Rektálne podávanie liekov
- 6 pulzových miest (2 brachiálne, 2 femorálne, 2 krčnicové)
- Opuch jazyka a laryngospazmus

Sada obsahuje súpravu pre výmenu žíl pre nácvik IV techník, náhradné kosti pre nohu na intraoseálne techniky (12), vložky pre pneumotorax (4), EKG simulátor s defibrilačnými adaptérmi, pulzový stlačací balónik, zásobníkové vrecká, prášok pre výrobu krvi, dve sady náhradných koží paže a nohy, striekačky (2) a prenosná taška.

Obsiahnuté doplnky:

- Simulátor 4zvodového EKG

Sady pre zručnosti:

- Pokročilá intubačná hlava
- Opuch jazyka
- Laryngospazmus
- Možnosť zavedenia LMA a ET, OPA, NPA, LT
- 3 páry pulzových miest (krčnicové, brachiálne, femorálne, plus ľavé radiálne)
- 3 miesta pre intravenózne techniky (predlaktové na pravej strane, dorzálna časť ruky a ľavá saféna na nohe)
- Miesto pre PICC kanylu na pravej ruke
- Noha pre nácvik intraoseálnych techník na pravej strane
- Monitorovanie 4zvodového EKG (vrátane EKG simulátora špecifického pre simulovanú vekovú skupinu)
- Defibrilácia (k dispozícii sú tréningové káble s kapacitou 20 až 360 joulov, ktoré nahrádzajú funkciu prenosu do bezdotykových elektród)
- Dekompresia hrudníka (miesta na oboch stranách bez poškodenia figuríny, podložky pre výmenu)
- Zavedenie hrudnej trubice (ľavé midaxilárne miesto, vtok tekutiny po zavedení)
- Močová katetrizácia (vtok tekutiny po zavedení)
- Rektálne podávanie liečiv