

**60230 - Simulátor k nácviku hrudnej
drenáže a hrudnej punkcie**
Objednávací kód: **4104.60230**



Informácia o cene na vyžiadanie

Parametre

Kanyly, injekcie, napichovanie - filter

Trup

Množstevná jednotka

ks

Nový simulátor bol navrhnutý tak, aby vyhovoval požiadavkám tých, ktorí sa chcú naučiť vykonávať drenáž a punkciu hrudníka. Tento produkt umožňuje vďaka výmenným vložkám vykonávať hrudnú drenáž rôznymi technikami, a to vrátane tých, ktoré využívajú ultrazvuk.



Zručnosti:

- Zníženie intrapleurálneho tlaku odsátím vzduchu punkčnou ihlou v prípade tenzného pneumotoraxu
- Zavádzanie hrudného drénu s pomocou ultrazvuku, vpich ihly pozorovaný priamo, ultrazukové zobrazenie hrude
- Zavádzanie hrudného drénu - schopnosť rozoznať správnu pozíciu, incíziu, prienik hrudnou stenou, perforácia pohrudnice atď.
- Fixácia drénu k hrudnej stene kožnými stehom

Vlastnosti:

- Model hrude dospelého muža so zdvihnutými rukami
- Vhodné k prevádzke zákrokov v polohe v ľahu, v sede alebo v predklone
- Na simulátore je jasne viditeľný sternálny uhol, kľúčne kosti, rebrá, veľký prsný sval a najširší sval chrbta
- Vložky umožňujúce vykonávať hrudnú drenáž a hrudnú punkciu sú na oboch stranách trupu
- Vnútorňa štruktúra, ktorú je možné snímať ultrazvukom - membránové štruktúry a pneumotorax

- Špeciálne nádržky sa dajú naplniť tekutinou alebo falošnou krvou a simulovať tak pľúcny výpotok
- Vďaka nádržkám, v ktorých je vzduch, je hrudná punkcia ešte realistickejšia, pretože skutočne dochádza k jeho odsatiu
- Cenovo dostupné vymeniteľné vložky



Obsah balenia:

- 1 × vložky k vykonávaniu hrudnej punkcie (balenie po dvoch) č. 60231
- 1 × vylepšené vložky k vykonávaniu hrudnej drenáže (balenie po dvoch) č. 60232
- 1 × štandardné vložky k vykonávaniu hrudnej drenáže (balenie po dvoch) č. 60234
- 1 × rebrá k vykonávaniu hrudnej drenáže (balenie po dvanástej) č. 60240
- Chest Drain Rib frame (left) č. 60235
- Chest Drain RiB frame (Right) č. 60237
- Chest Drain Lung č. 60238
- Chest Drain Diaphragm č. 60239
- 1 × torzo

- 1 × púzdro

