



HELAGO-SK, s.r.o.
Obchodný register Mestského súdu v Bratislave III
oddiel Sro, vložka 93626/B
Kosodrevinová 2
82107 Bratislava
IČ: 47479256, DIČ: 2023908898
Tel: 02/55565291
E-mail: info@helago-sk.sk
Web: <http://www.helago-sk.sk>

S415 - Systém k nácviču merania tlaku
Objednávací kód: **4108.S415**



Omni Controlled



Cena bez DPH

1.514,00 Eur

Cena s DPH

1.816,80 Eur

Parametre

- Detailný popis

Systém k nácvičku merania tlaku S415 obsahuje model ľavej paže dospelého človeka v životnej veľkosti, ktorú možno dokonca pripojiť k akejkolvek z figurín Gaumard. Jedná sa o všestrannú pomôcku navrhnutú tak, aby bola nápomocná pri výučbe postupov a zručností nevyhnutných pri rôznych metódach merania krvného tlaku.

- Ľavá paža, ktorú možno pripojiť k figurínam Gaumard
- Programovateľný, hmatateľný pulz, ak je tlak v manžete menší ako zvolený systolický krvný tlak
- Korotkovove fenomény K1 až K4 (K5 je ticho) sú počuteľné medzi systolickým a diastolickým tlakom
- Korotkovove fenomény sa vypnú automaticky, ak je zvolená auskultačná medzera

- Korotkovove fenomény sa automaticky prispôbia zvolenej srdcovej frekvencii a tempu vypúšťania manžety
- Bežný stetoskop k auskultácii Korotkovových fenoménov na predlaktí
- Programovateľný krvný tlak
- Nastaviteľný systolický a diastolický tlak
- Nastaviteľná auskultačná medzera
- Nastaviteľná srdcová frekvencia
- Tlak v manžete sa zobrazuje na displeji
- Medzinárodne použiteľný napájací zdroj od 100 do 240 V AC
- K systému je možné objednať aj reproduktory s ovládaním hlasitosti, vďaka ktorým môžu ostatní študenti počúvať to, čo počuje vyšetrojúci študent vo stetoskope
- Jeden ovládací panel Omni
- Mäkké prenosné puzdro
- Návod na použitie

Chcete stránku vytlačiť?

Skryť pred tlačou nejaké časti stránky.



Vytlačiť časť stránky

Vytlačiť celú stránku tak, ako ju vidíte.



Vytlačiť celú stránku

(tento box nebude vytlačený)

Úprava stránky pred tlačou

Postavte sa kurzorom na nejaký obsah na stránke, zobrazí sa červený obdĺžnik. Kliknutím na neho obsah skryjete. Potom stisnite tlačidlo 'Vytlačiť'.



Vytlačiť!



Zobraziť všetko