

HELAGO-SK, s.r.o.  
Obchodný register Mestského súdu v Bratislave III  
oddiel Sro, vložka 93626/B  
Kosodrevinová 2  
82107 Bratislava  
IČ: 47479256, DIČ: 2023908898  
Tel: 02/55565291  
E-mail: info@helago-sk.sk  
Web: http://www.helago-sk.sk

PH-8 - Model k nácviku počítačovej tomografie pri vyšetrovaní karcinómu pľúc  
LSCT001  
Objednávací kód: **4103.PH-8**



Informácia o cene na vyžiadanie

#### Parametre

Fantómy a simulátory

Rentgenové fantómy

Množstevná jednotka

ks

- Detailný popis

LSCT001 je model k výučbe vyšetrovania pomocou počítačovej tomografie, ktorý uľahčuje optimalizáciu dávky žiarenia a ďalších podmienok pri snímaní karcinómu pľúc helikálnym alebo multidetektorovým CT, ktoré slúžia na skorú detekciu rakoviny pľúc.

Kedže snímanie sa väčšinou vykonáva na zdravých ľuďoch, je nutné minimalizovať dávku žiarenia, ale pritom maximalizovať kvalitu snímky.

Model je navrhnutý tak, že simuluje podmienky pri detekcii malých raných nádorov, napríklad GGA, ktoré je veľmi ťažké nájsť na bežnom röntgenovom snímku. Stavba modelu poskytuje veľmi verné snímky, ktoré študenti môžu vizuálne hodnotiť, a zároveň je možné počas jediného snímania kvantitatívne odhadnúť dávku žiarenia a krivku hustoty snímky.

#### Sada obsahuje:

Model obsahuje:

- 1 model hrudi: torzo v životnej veľkosti s pažami vzpaženými
  - Vnútorná štruktúra: kosti, simulované nádory v troch častiach pľúc (apikálna časť pľúc, bifurkácie trachey, báza pľúc), otvor na meranie dávky žiarenia (13 mm v priemere, na stredovej osi modelu)
- 1 osem vzorkový model na meranie linearity
- 8 vzoriek o rôznej hustote, priemer 30 mm, vložené
- 1 nastaviteľná základňa

#### Rozmery:

Model hrudi

- Obvod hrudníku: 93 cm
- Výška: 45 cm
- Hmotnosť: asi 18 kg

Model na meranie linearity

- Priemer: 200 mm
- Výška: 100 mm

Chcete stránku vytlačiť?

Skryť pred tlačou nejaké časti stránky.



Vytlačiť časť stránky

Vytlačiť celú stránku tak, ako ju vidíte.



Vytlačiť celú stránku

(tento box nebude vytlačený)

Úprava stránky pred tlačou

Postavte sa kurzorom na nejaký obsah na stránke, zobrazí sa červený obdĺžnik. Kliknutím na neho obsah skryjete. Potom stisnite tlačidlo 'Vytlačiť'.



Vytlačiť!  Zobraziť všetko