



Informácia o cene na vyžiadanie

Parametre

Druhy sterilizátorov	Parní
Objem [l]	28
Vnútorne rozmery (priemer × h) [mm]	280 × 430
Množstevná jednotka	ks

Sterilizátor Elara 11 je určen ke sterilizaci balených, poréznych a dutých predmetů. Objem jeho komory je veľký, ale celkové vnější rozměry malé, takže je obzvláště vhodný pro menší kliniky vyžadující vysoký obrat. Řídící systém je inteligentní a intuitivní, snadno se ovládá a má veľkou paměť zajišťující konzistentní a spolehlivý výkon.

Efektivita:

- Vývěva pro předběžné a následné vakuum s krátkým cyklem a vysokým objemem zajišťuje dokonalé výsledky sterilizace třídy B
- Komora z nerez oceli 316L a elektrolyticky leštěné dveře
- Zabudovaný parní generátor dodává páru a umožňuje pohotovostní parní režim
- Dveře se zavírají hladce a zamykají automaticky

Vlastnosti a funkce:

- Velká 28,5 litrová komora na malém půdorysu. Ideální rozměry pro standardní 60 cm police nebo stoly
- Komora je vybavena 5 nerezovými přihrádkami ale je také uzpůsobena pro kazety
- Přední plnění vody šetří místo v ordinaci, protože není potřeba udržovat horní stranu sterilizátoru přístupnou

Bezpečnostní prvky:

- Cyklus se nespustí, dokud nejsou dveře správně uzamčeny
 - Automatické dvojité zabezpečovací zařízení zabraňuje otevření dveří, když je komora natlakovaná
 - Automatické bezpečnostní vypnutí brání přehřátí komory
 - Tento sterilizátor se dodává s bezpečnostními přetlakovými ventily pro komoru a generátor.
-
- Krátký cyklus a vysokoobjemová vývěva pro předběžné a následné vakuum zajišťující dokonalé výsledky sterilizace typu B
 - Plnobarevné displeje a ČJ

- Komora z nerez oceli 316L a dveře s elektrolyticky leštěným povrchem
- Zabudovaný generátor vyrábí páru a umožňuje průběžnou připravenost ke sterilizaci
- Dveře se zavírají hladce a automaticky se uzamknou
- Velká komora o objemu 28,5 l s malým půdorysem; skvěle se hodí do standardních polic nebo pultů s rozměrem 60 cm
- Sterilizátor je vybavený 5 podnosy z nerez oceli a může používat i kazety
- Plnění vodou zepředu šetří místo na pracovišti díky tomu, že není potřeba nechávat horní stranu sterilizátoru přístupnou