

SMI B201 - SmartMan Baby Pro

Objednávací kód: **4118.SMIB201**



Informácia o cene na vyžiadanie

Parametre

Prevedenie

Množstevná jednotka

Figurína novorodenca

ks

Simulátor dieťaťa pre nácvik KPR s presnou odozvou v reálnom čase

Celotelová figurína dieťaťa (1 mesiac až 12 mesiacov) s excelentným vzhľadom a rysmi. Veľmi presná aj pre veľmi nízke objemy vzduchu. Významnou vlastnosťou je farebný panel pre odozvu v reálnom čase, ktorý získal ocenenie.

Presná odozva

Kompresie - Hĺbka, frekvencia, uvoľnenie, príliš hlboko, zasiahnutie chrbtice

Ventilácie - Objem, frekvencia a interval

KPR - Vhodné pre dvojručnú metódu a metódu počas držaní v rukách

Veľkosti pľúc

Vyberte si niekoľko kapacít pľúc. Jedným kliknutím nastavte veľkosť.

Regulácia objemu

Pocíťte, ako sú rôzne objemy používané u detí rôznych veľkostí. Pozorujte kompletnú odozvu.

Regulácia frekvencie

Presná odozva aj pre veľmi nízke objemy. Pozorujte na meraču ventilácií, ako vzduch prúdi do pľúc.

Zlepšenie dychového objemu

Zobrazuje pohyb vzduchu dovnútra a von a správne uvoľnenie vaku resuscitačnej masky.

Vlastnosti dieťaťa

Presná odozva v reálnom čase

- Stručný prehľad v podobe farebných pruhov
- Presnejšia než konkurencia
- Pokrýva viacej parametrov
- Kompresie – Hĺbka, frekvencia a uvoľnenie
- Kompresie – Príliš hlboké, zatlačenie až k chrbtici
- Ventilácie – Objem a frekvencia prúdenia vzduchu
- Ventilácie – Dychový objem s frekvenciou a objemom
- Ventilácie – Tlak z nesprávneho uvoľnenia vaku resuscitačnej masky

Zručnosti pre základnú resuscitáciu (Smernice AHA a ERC 2020)

- KPR – Podpora všetkých protokolov: 30:2, 15:2, 3:1
- KPR – Alebo je možné nastaviť vlastný protokol
- Ventilácie – Umelé dýchanie (odozva na objem, frekvenciu a interval)
- Ventilácie – Zmena kapacity pľúc pre nácvik na deťoch o rôznej veľkosti
- Ventilácie – Špeciálny výučbový mód
- Ventilácie – Aktivity spojené s novými smernicami 2020
- Nácvikové a testové módy

Nástroj pre riadenie kvality

- Vytvárajte užívateľské mená (chránené heslom)
- Píšte komentáre a ukladajte ich s výsledkami
- Ukladajte a tlačte výsledky s menami
- Tlačte zoznamy tried
- Exportujte do Excelu

Rýchle a ľahké použitie

- Metronóm zapnutý/vypnutý, užívateľom nastavená frekvencia
- Samostatný test vypnutím odozvy
- Okamžité percentuálne skóre
- Prehľad výkonu pomocou farebných pruhov
- Zobrazenie tabuľky výsledkov