



HELAGO-SK, s.r.o.
Obchodný register Mestského súdu v Bratislave III
oddiel Sro, vložka 93626/B
Kosodrevinová 2
82107 Bratislava
IČ: 47479256, DIČ: 2023908898
Tel: 02/55565291
E-mail: info@helago-sk.sk
Web: <http://www.helago-sk.sk>

LF00042 - Materský a pôrodný simulátor - základná Lucy
Objednávací kód: **4107.LF00042**





Informácia o cene na vyžiadanie

Parametre

Pôrodníctvo, gynekológia - filter

Množstevná jednotka

Pôrodné simulátory

ks

- Detailný popis

Lucy je materský a pôrodný simulátor pre praktickú prezentáciu zaistenia potrieb pre úspešné vysporiadanie sa s krízovými situáciami behom a po pôrode. Vďaka novej úrovni realistických fyzických vlastností umožňuje nácvik takmer totožný kontaktu s reálnym pacientom a pomáha tak študentom a vyučujúcim celkom sa ponoriť do výučby. Simulátor je navrhnutý pre čo najzrozumiteľnejšiu praktickú výučbu scenárov od prenatálneho až po postnatálne obdobie. Tento anatomicky presný pôrodný simulátor umožňuje študentom zažiť veľmi realistické normálne a abnormálne pôrody. Vďaka kvalitnému a jednoduchému designu je trenažér Lucy ľahký na používanie a údržbu a skvelý pre výučbu patientských techník pre študentov na akejkoľvek úrovni vzdelania v tomto odbore.

Vlastnosti produktu

Obecné

- Nízka hmotnosť, celotelová figurína ženy 167 cm, hmotnosť 16 kg
- Ľahký transport pre nácvik hospitalizačných scenárov
- Široký rozsah pohybu vďaka plne pohyblivým kĺbom
- Dôležité body kostrových štruktúr vrátane sedacích trňov
- Je možné rýchlo meniť vzhľad figuríny vďaka niekoľkým kombináciám vlasov a očí

Funkcie

- Zaistenie dýchacích ciest - intubácia a ventilácia so zdvihom hrudníku
- Vak znázorňujúci zárodočnú blanu
- Ruky a nohy pohyblivé v kĺboch
- Dieťa pohyblivé v kĺboch - výška 45 cm, hmotnosť 1 kg
- Pôrodné pozície - bruchom dole na rukách a kolenách, laterálna, na chrbte
- Pôrody koncom panvovým - úplná a neúplná poloha, poloha nožičkami, poloha ritná
- Roztiahnutie maternicového hrdla - 6 štádií
- Pôrod cisárskym rezom
- KPR
- Pôrody - vaginálny, cisársky rez, pomocou klieští, pomocou vákuového extraktoru
- Náprava episiotomie
- Obrat vonkajšími hmatmi
- Palpácia plodu - brušná a Leopoldove manévry
- Podtlaková extrakcia
- Fundálna masáž
- Miesta pre zavádzanie intramuskulárnych injekcií (iba u matky), pravý a ľavý deltový sval, pravé stehno
- Manuálny pôrodný manéver - zostup plodu riadený inštruktorom / študentom
- Ruptúra membrány
- Starostlivosť o nosnú a ústnu dutinu - výplach, podávanie výživy, odsávanie
- Techniky pre polohovanie a presun pacienta
- Vcestné lôžko
- Popôrodná starostlivosť
- Popôrodné krvácanie
- Zavedenie meracej elektródy
- Manévry pri dystokii ramienok - McRobertsov, Suprapubický tlak, Rubinov I. a II., Woodsov hmat, porodenie zadného ramienka, manéver podľa Gaskinovej
- Podviazanie pupočnej šnúry svorkou a prestrihnutie pupočnej šnúry
- Vyhreznutie pupočnej šnúry

Obsah sady

- Brušná podložka
- 2 brušné kože, 1 normálna a 1 pre cisársky rez
- 50 vakov znázorňujúcich zárodočnú blanu
- Dieťa pohyblivé v kĺboch
- 6 maternicových hrdiel, štádiá 1 - 6
- Koža hrudníku
- KPR hrudník
- 3 sady očí - hnedé, modré a zelené

- Fundus
- Nemocničný odev
- Trubička s mačkáčím balónikom pre nafukovanie
- Lubrikačný gél
- Pľúcny vak
- Pánvová podpera
- 3 kože perinea - prenatálna, pôrodná a episiotomická
- Stabilizačná podložka pre perineálnu kožu
- Placenta
- Polohovací vak
- Svorka na pupočnú šnúru
- 4 pupočné šnúry, 1 dlhá a 3 krátke
- 3 parochne, čierna, blond a hnedá

Chcete stránku vytlačiť?

Skryť pred tlačou nejaké časti stránky.



Vytlačiť časť stránky

Vytlačiť celú stránku tak, ako ju vidíte.



Vytlačiť celú stránku

(tento box nebude vytlačený)

Úprava stránky pred tlačou

Postavte sa kurzorom na nejaký obsah na stránke, zobrazí sa červený obdĺžnik. Kliknutím na neho obsah skryjete. Potom stisnite tlačidlo 'Vytlačiť'.



Vytlačiť!



Zobraziť všetko