

BT-SEEM2 - SHERPA X model pre nácvik KPR

Objednávací kód: **4119.BTSEEM2**



Cena bez DPH

1.342,00 Eur

Cena s DPH

1.610,40 Eur

Parametre

Prevedenie

Torzo dospelého

Množstevná jednotka

ks

KPR simulátor uspokojujúci potreby vyučujúcich a aj študentov


Sherpa X je simulátor, ktorý motivuje študentov k samostatnému nácviku. Vďaka rôznym nácvikovým módom ho ocenia ako vyučujúci, tak aj študenti.

Intuitívny KPR interface

Intuitívna platforma, ktorú môže používať každý.

Pripojenie viacerých figurín naraz

Možnosť pripojiť až 6 figurín naraz - skvelé pre tímový nácvik.




Herný mód

Simulátor jednoducho nadchne všetkých užívateľov vďaka zábavnému nácviku v hernom móde a funkcií umiestnenia jednotlivcov podľa výsledku.

Nastaviteľné aktuálne smernice k vykonávaniu KPR

Smernice je možné jednoducho nastaviť podľa učebného plánu, je možné uložiť až 3 nastavenia



Vlastnosti

- Nácvik kompresie hrudníka, zaistenia dýchacích ciest a ventilácie potrebný pre zvládnutie základnej resuscitácie
- Na tablete je zobrazený celkový počet kompresíí hrudníka a počet správnych kompresíí hrudníka
- Zobrazenie okamžitej hĺbky kompresie
- Hĺbku a frekvenciu kompresíí hrudníka je možné overiť pomocou LED ukazovateľov
- Detekcia nedostatočného návratu hrudníka do pôvodnej pozície a nadmernej kompresie
- Keď užívateľ vykoná kompresiu so správnou hĺbkou a rýchlosťou, môže byť na toto upozornený zvukom, ktorý môžete mať počas nácviku vypnutý alebo zapnutý
- Upozornenie zvukom a LED je možné pre pokročilý nácvik vypnúť
- Možnosť vizuálnej kontroly zdvihu hrudníka pri správnom vykonaní umelého dýchania
- Prilepením magnetických adaptérov k elektródam Vášho AED trénažera šetríte životnosť elektród
- Hygienické podmienky nácviku vďaka tvárových koží a pľúcny vakom
- Skladovací kufrík je možné použiť ako podložka
- Napájanie batériami alebo A/C adaptérom
- Zobrazenie detailných informácií o kompresíách hrudníka (hĺbka, miesto, frekvencia, počet, návrat do pôvodnej pozície, doba nečinnosti, atď.) a ventiláciách (objem, frekvencie, počet, priemer, atď.) v softvéri
- Umiestnenie rúk pri kompresii a ventilácii je možné kontrolovať cez softvér
- Nácvik a vyhodnotenia pomocou softvéru
- Možnosť prechádzania a tlačie výsledného vyhodnotenia pomocou softvéru
- Vyhodnotenie až pre 6 figurín vďaka Bluetooth spojeniu
- Možnosť vyhodnotenia skupiny a zoradenie podľa výsledkov z nácviku
- Výsledky z nácviku je možné uložiť vo formáte PNG alebo exportovať do Excelu
- V softvéri je možné nastaviť hodnoty aktuálnych smerníc k vykonávaniu KPR

Sada obsahuje

- Nácvikové torzo dospelého človeka
- Magnetické nálepky pre elektródy AED trénažera
- Pľúcny vak
- Napájací adaptér
- Tvárová koža
- Kufrík
- USB kábel (k voliteľnému powerbanku)

Voliteľné príslušenstvo (nutné objednať zvlášť)

- Tablet
- Powerbanka