



Cena bez DPH

17,40 Eur

Cena s DPH

20,88 Eur

Parametre

Značka, Výrobce

Dr. Weigert

Balení [l]

1

Množstevná jednotka

ks

Hlavní oblasti použití:

Používá se pro neutralizaci zbytků alkalických mycích prostředků během strojního mytí - chirurgických nástrojů, anesteziologického vybavení, kontejnerů, operační obuvi a kojeneckých lahví a jiného zdravotnického vybavení pro kyselé předmytí - laboratorního skla, zvířecích klecí a transportních vozíků

Charakteristika:

neodisher® N může být použit pro neutralizaci zavlčených zbytků alkalických mycích přípravků nebo jako mycí přípravek pro odstranění vodního kamene, močového kamene a jiných zbytků rozpustných v kyselinách. Neobsahuje tenzidy a je velice dobře oplachovatelný. neodisher® N lze použít na všechny obvyklé předměty laboratorního vybavení vyrobené ze skla, keramických materiálů, nerezové oceli a kyselinám odolných plastů. Neželezné těžké kovy, pochromované a poniklované části stejně jako eloxovaný hliník jsou roztokem neodisher® N poškozovány. Proto je třeba dát pozor na odolnost oplachovaných předmětů, přístrojů, odtokového potrubí a celého odtokového systému vůči kyselinám. Eternitové a litinové trubky jsou nevhodné.