







Informácia o cene na vyžiadanie

Parametre

Fantómy a simulátory

Množstevná jednotka

Ultrazukové fantómy

ks

- Detailný popis

Trenažér CentraLineMan Pro, člen produktové série Simulab pro vaskulární přístup vedený ultrazvukem, nastavuje vysoko latku v kombinaci realističnosti, cenové dostupnosti a snadného použití. Tento inovativní produkt je nácvikový systém s vysoce realistickými měkkými tkáněmi pro výuku slepého nebo ultrazvukem vedeného vaskulárního přístupu v místě vnitřní jugulární žíly, nebo podklíčkové žíly s podklíčkovým nebo nadklíčkovým přístupem.

Snadné použití je začleněno přímo do inovativního nového trenažéru, který představuje technologii, která automaticky vypouští vzduchové bubliny z cév a řádně je naplňuje tekutinou na začátku každé procedury. Systém poskytuje kontinuální arteriální puls s frekvencí, kterou si nastavíte před nácvikem na základě vašeho scénáře, díky čemuž máte volné ruce a můžete se věnovat vašim studentům.

Obsahuje:

- Torzo CentraLineMan Pro
- Vyměnitelná tkáň
- Zdroj napájení do elektrické sítě
- Simulovaná žilní tekutina 470 ml (MV-16)
- Simulovaná arteriální tekutina 470 ml (MA-16)
- (2) Výpustní trubice (CLMP-15)
- Přenosný obal pro CentraLineMan Pro

Vlastnosti:

Plně automatizovaný a nastavitelný:

- Plně automatické vypouštění vzduchu z tekutin
- Nastavitelný žilní tlak
- Nastavitelná arteriální tepová frekvence

Mezi hmatatelnou anatomii patří:

- Horní torzo a pohyblivá hlava
- Klíční kost
- Průdušnice
- Zdvíhač hlavy
- Boční okraj prvního žebra

Anatomie s možností ultrazvuku:

- Vnitřní jugulární žíla
- Podklíčková žíla
- Zdvíhač hlavy
- Plíce

Dovednosti:

- Nacvičujte kompletní katetrizaci centrální žíly pomocí ultrazvukem vedeného nebo slepého (na základě anatomických orientačních bodů) přístupu v podklíčkové, nadklíčkové a vnitřní jugulární oblasti
- Nacvičujte polohování pacienta do příslušné pozice podle standardů určitého přístupového místa
- Získávejte zkušenosti palpací vnějších orientačních míst pro rozpoznání pozice cévy
- Poznejte přístup do cévy prostřednictvím tekutinové odezvy

Produktové video

Chcete stránku vytlačit?

Skryt před tlačou nějaké části stránky.



Vytlačit část stránky

Vytlačit celou stránku tak, ako ju vidíte.



Vytlačit celou stránku

(tento box nebude vytlačený)

Úprava stránky před tlačou

Postavte sa kurzorom na nejaký obsah na stránke, zobrazí sa červený obdĺžnik. Kliknutím na neho obsah skryjete. Potom stisnite tlačidlo 'Vytlačiť'.



Vytlačiť!



Zobraziť všetko