

FLTP-51 - Tréningový balík pre femorálny prístup pre FemoraLineMan
Objednávací kód: **4129.FLTP51**



Informácia o cene na vyžiadanie

Parametre

Kanyly, injekcie, napichovanie - filter

Množstevná jednotka

Kanyly

ks

Nácvikový balíček FemoraLineMan je s ultrazvukem kompatibilní тренаžér úloh, který poskytuje efektivní nácvikové řešení pro centrální žilní nebo arteriální přístup za použití femorálního místa. Tento тренаžér femorální linie využívá stejné patentované technologie, jako vyzdvihovaný systém TraumaMan a umožňuje lékařským profesionálům nacvičovat za použití ultrazvukového navádění v reálném čase během žilní nebo arteriální kanylace.

Obsahuje:

- Tělesná forma
- (2) Náhradní tkáně (FLMT-50)
- 25 Nesterilních vodicích drátků (NSG-10)
- 1 Velká podložka na venepunkci (LVP-10)
- Port pro plnění cév
- Plnicí hadička
- Pulzní balóněk
- Regulátor žilního tlaku,
- Přenosný obal
- Arteriální tekutina (červená)
- Žilní tekutina (modrá)

Vlastnosti:

- Anatomicky přesná s ultrazvukem kompatibilní forma těla se všemi relevantními palpačními orientačními místy a vaskulární anatomii
- Špičková odolnost - samouzavírací tkáně a žíly poskytují nejvyšší hodnotu, co se týče frekvence vpichů jehly a kompletních katetrizací na přístupové místo, ze všech тренаžérů na trhu
- Výjimečný ultrazvukový obraz i při opakovaném používání - vpichy po jehle a kompletní katetrizace nedegradují ostrost obrazu
- Dvě barvy simulované krve rozlišují tepny a žíly - poskytují okamžitou odezvu v případě neúspěšné kanylace
- Přítomnost arteriálního pulzu a realistická komprese žíly při palpaci
- Snadno nastavitelný regulátor žilního tlaku umožňuje kompresi žíly, nebo scénáře pro simulaci nízkého tlaku
- Náhradní tkáně jsou dodávány předem naplněné modrou žilní a červenou arteriální tekutinou.
- Tkáně mohou zůstat naplněné, i když je nepoužíváte, a v případě potřeby je lze snadno naplnit dostupnou tekutinou
- Přenosnost - nacvičujte simulaci v prostředí skutečné péče o pacienta

Dovednosti:

- Nacvičujte kompletní proceduru vaskulárního přístupu za použití femorální žíly pod ultrazvukovým naváděním, nebo prostřednictvím slepých (na základě orientačních míst) technik zavádění
- Nacvičujte palpaci externích orientačních míst pro rozpoznání pozice cévy

Nácvik práce s ultrazvukem:

- Rozvíjejte psychomotorické dovednosti potřebné pro získání vizualizace během kanylace
- Vizualizujte arteriální puls a žilní kompresi
- Rozpoznejte anatomickou pozici cílové cévy
- Nacvičujte punkci femorální tepny, zavedení katétru, nebo slepé (na základě orientačních míst) techniky zavádění
- Vizualizujte jehlovou kanylací, zavádění vodicího drátku a umístění katétru