







Informácia o cene na vyžiadanie

Parametre

Kanyly, injekcie, napichovanie - filter

Množstevná jednotka

- Detailný popis

Punkcia, anestézia, injekcie

ks

Zvládajte bezpečne kritické techniky spinálneho epidurálneho zavádzení a katetrizácie se snadno použitelným s ultrazvukem kompatibilním nácvikovým balíčkem trenažeru epidurálního zavádění a lumbální punkce. Jde o cenově výhodný nácvikový balíček a obsahuje dodatečně tkáň.

Náš realistický simulátor může vzpřímeně sedět, nebo může být umístěn do pozice na boku vleže a obsahuje bederní obratle, kyčelní hřeben, trnový výběžek, žlutý vaz, epidurální prostor a tvrdou plenu.

Trenažer pojímá tři různé realistické s ultrazvukem kompatibilní náhradní tkáň, které odrážejí zřetelné anatomické rozdíly, které se nacházejí u obézních, geriatrických a normálních pacientů. Každá tkáň umožňuje uživatelům zažít odlišnosti v tloušťce ploténky a hloubce měkké tkáň na vrchu obratlů.

Obsahuje:

- Simulovaný infuzní sáček
- Normální tkáň

Vlastnosti:

- Různé náhradní tkáně umožňují progresivní rozvoj dovedností u různých pacientů
- Vysoce odolná náhradní tkáň pro opakovaný postup
- Nejrealističtější možná taktilní odezva

Dovednosti:

- Použijte ultrazvuk a palpaci pro rozpoznání klíčových orientačních míst
- Nacvičujte spinální a epidurální injekce od zavedení až po kompletní katetrizaci
- Zažijte přítomnost a absenci odporu a poklepávání na píst, dokud nepocítíte ztrátu odporu
- Možnost měřit a zavádět katétr do příslušné hloubky; odstraňte jehlu a zabezpečte
- Nacvičujte proceduru v pozici vleže na levém boku nebo vsedě

Chcete stránku vytlačit?

Skryť pred tlačou nejaké časti stránky.



Vytlačiť časť stránky

Vytlačiť celú stránku tak, ako ju vidíte.



Vytlačiť celú stránku

(tento box nebude vytlačený)

Úprava stránky pred tlačou

Postavte sa kurzorom na nejaký obsah na stránke, zobrazí sa červený obdĺžnik. Kliknutím na neho obsah skryjete. Potom stisnite tlačidlo 'Vytlačiť'.



Vytlačiť!



Zobraziť všetko