


**ISBS-31 - Trenažér lokálnej anestézie so
SmarTissue a pohyblivou hlavickou**
Objednávací kód: **4129.ISBS31**



Informácia o cene na vyžiadanie

Parametre

Fantómy a simulátory

Množstevná jednotka

Ultrazvukové fantómy

ks

Trenažér lokální anestezie se SmarTissue a pohyblivou hlavou od Simulab je jediným řešením pro nácvik nervové blokády, které poskytuje instruktorům a uživatelům odezvový mechanismus pro získávání přesnosti procedury a zlepšování rozvoje nácvikových dovedností během blokády interskalenického a supraklavikulárního nervu.

Obsahuje:

- Forma horní části těla SmarTissue
- Náhradní tkáň SmarTissue pro nácvik lokální anestezie
- Pohyblivá hlava
- Software SmarTissue
- Univerzální adaptér na jehlu
- Ruční pumpa pro arteriální puls
- Přenosný obal

Pozn.: Laptop není součástí sady

Vlastnosti:

- Obsahuje tělovou formu s náhradní tkání SmarTissue pro lokální anestezii, elektroniku nervového stimulátoru a software SmarTissue (kompatibilní s PC*)
- Kompatibilní s ultrazvukem pro navádění během zavádění jehly a katétru
- Anatomicky přesné torzo člověka s orientačními místy pro zvýšenou realističnost
- Znatelné „puknutí“ je vizualizováno a pocíťeno, když jehla projde do nervové pochvy
- Pohyblivá hlava pro zvýšenou realističnost
- Software SmarTissue nainstalovaný na vašem PC interpretuje unikátní signály, které se zobrazují ve žlutém kruhu v případě, že jehla je v blízkosti nervu, a v červené tečce v případě, že je jehla zavedena do nervu
- Obsahuje simulovaný arteriální puls
- Lze aplikovat simulovanou anestezii, která je přirozeně vypuzena pro opakované použití

Dovednosti:

- Psychomotorické dovednosti spojené s cílením na nervy brachiálního plexu pro lokální anestezii
- Zavádění jehly prostřednictvím interskalenického a/nebo supraklavikulárního přístupu
- Dovednosti ultrazvukového zobrazování
- Manipulace a pohyb se sondou a jehlou
- Vizualizujte pozici špičky jehly, přiblížení k nervu a ověření zavedení
- Rozpoznávání nervových svazků, tepen, žil a muskulární anatomie pomocí ultrazvuku