

AC8 - intubačný trénažér dospelého

Objednávací kód: **4101.AC8**



Informácia o cene na vyžiadanie

Parametre

Množstevná jednotka

ks

- tento trénažér bol vyvinutý pre nácvik vykonávania intubácie v bežných podmienkach
- keď je počas intubácie vyvinutý na horné rezáky príliš veľký tlak laryngoskopu, ozve sa varovný zvukový signál
- o správnom umiestnení intubačnej rúrky sa dá presvedčiť auskultáciou respir. fenoménu stetoskopom (nie je dodávaný) na laterálnych stranách hrudníka vpravo alebo vľavo; obsahuje samostatný model hrtana pre zoznámenie sa s anatomickými štruktúrami
- dodávané v prenosnom kufríku