

## Model pre nácvik intramuskulárnej injekcie do nadlaktia

Objednávací kód: **4109.M155**



Informácia o cene na vyžiadanie

### Parametre

Kanyly, injekcie, napichovanie - filter

Horné končatiny

Množstevná jednotka

ks

- výučba voľby presného miesta vpichu
- kosti na modeli umožňujú identifikovať miesto pre vpich na prednom nadlaktí skrz acromion apophysis
- ak nie je vpich na správnom mieste, alebo je príliš hlboko, rozsvieti sa červená kontrolka a tiež sa spustí alarm, môže sa rozsvietiť aj kontrolka pri nervových vláknach; ak je vpich vykonaný správne, rozsvieti sa zelená kontrolka
- vnútorná štruktúra nervov a ciev na nadlaktí je zobrazená tak, aby sa mohol vybrať správny bod pre vpich
- model pre vpich vedie od ramena až k lakťu, čo umožňuje výučbu intramuskulárnej a hypodermickej injekcie na 2 rôznych miestach
- pre injektovanie použijete vodu
- doplnky: úložný kufrík