


Simulátor pre nácvik obvodového zavádzania centrálneho žilného katétra vedeného ultrazvukom

Objednávací kód: **4103.MW18**



Cena bez DPH 1.815,00 Eur

Cena s DPH 2.178,00 Eur

Parametre

Kanyly, injekcie, napichovanie - filter

Zavádzanie katéetrov

Množstevná jednotka

ks

- Vysoká kvalita ultrazvukového obrazu a vizualizácie ihly pre žilný prístup vedený ultrazvukom
- Pohyblivé rameno
- Nácvik niekoľkých postupov od zavedenia ihly po zavedenie katétra
- Spätne potvrdenie úspešného žilného prístupu
- Model obsahuje rebrá a pravú kľúčnu kosť pre ukážku dĺžky katétra a pre anatomické porozumenie správneho obvodového zavedenia centrálneho žilného katétra
- Anatomicky presné rozdvojenie žily
- Simulácia malpozície kanyly

Nácvik dovedností:

- Polohovanie pacienta
- Výber miesta pre punkciu
- Žilný prístup vedený ultrazvukom
- Seldingerova technika


- Odlupujúca metóda kanylácie
- Posun kanyly do hornej dutej žily



Výběr punkčního místa



Punkce prováděná pomocí ultrazvuku



Zavedení vodičícího drátku



Dilatace



Kanylace

Sada obsahuje:

- 1 mužské torzo s pravou rukou
- 2 punkčné podložky pre obvodové zavádzanie centrálného žilného katétra
- 10 tampónikou pre simuláciu krvi
- 1 striekačka
- 1 nádoba
- 1 manuál
- 1 úložná taška