

## Zadok pre nácvik vnútro svalových injekcií

Objednávací kód: **4119.BTCSIM1**



Informácia o cene na vyžiadanie

Parametre

Kanyly, injekcie, napichovanie - filter

Zadok

Množstevná jednotka

ks

Model je na dotek stejný jako kůže skutečného pacienta. Hýždě se skládají z kožní vrstvy, svalové vrstvy a kosterní struktury. Kůže je vyrobená z jemného silikonu, který nezanechává stopy po jehle. Je možný nácvik injekce ve ventrogluteální a dorzogluteální oblasti. Pro nácvik lze použít obě strany hýždí. Je detekováno a zobrazeno zavedení a hloubka injekce. Výsledky vyhodnocení jsou uloženy v databázi programu. Způsoby a postupy při zavádění injekce lze objektivně vyhodnocovat. Je možný nácvik injekce léků. Mechanická pumpa automaticky odsává zavedenou tekutinu. Model komunikuje s tabletem s dotykovou obrazovkou. Propojení pomocí Bluetooth. Možné AC 220 V napájení, nebo napájení pomocí baterie.

Model je dodáván bez tabletu, který je potřebný k jeho správné funkci. V případě zájmu Vám za příslušnou cenu tablet obstaráme.