

LF00947 - Trenažér edému, ktorý spôsobuje jamky po aplikácii tlaku
Objednávací kód: **4107.LF00947**



Cena bez DPH 204,00 Eur

Cena s DPH 244,80 Eur

Parametre

Množstevná jednotka

ks

Oživte diskusiu v triede nácvikom zručností na tomto zaujímavom a unikátnom trenažéri. Súčasťou posúdenia pacienta je pozorovanie opuchov končatín. Opuch je spôsobený abnormálnym nahromadením tekutiny vnútri intersticiálnych priestorov tkaniva. Aplikácia tlaku na povrch kože môže zanechať jamku, ktorá sa po uvoľnení nenavráti hneď do pôvodnej roviny. Toto je známe ako pitting edém. Tento druh edému je subjektívnym pozorovaním a jeho stupeň je určený podľa hĺbky jamky a podľa doby, po ktorej jamka v tkanive po uvoľnení tlaku pretrvá. Tento trenažér využíva realistický materiál pre simuláciu tkaniva a znázorňuje štádiá 1+ až 4+.

- Štádium 1+ - Malá jamka (2 mm), nezreteľný edém v oblasti
- Štádium 2+ - Stredná jamka (4 mm), rýchly návrat do pôvodnej roviny
- Štádium 3+ - Hlboká jamka (6 mm), ktorá chvíľu zotrvá, oblasť vyzerá opuchnuto
- Štádium 4+ - Veľmi hlboká jamka (8 mm), ktorá zotrvá dlhšiu dobu, oblasť je veľmi opuchnutá

Zručnosti, ktoré je možné nacvičovať:

- Posudzovanie štádií (1+ až 4+)
- Posudzovanie hĺbky (2 mm - 8 mm)
- Posudzovanie doby návratu do pôvodnej roviny

Obsahuje 4 podložky pripomínajúce tkanivo, ktoré znázorňujú každé štádium, podnos pre vkladanie podložiek, karta s inštrukciami pre čistenie a údržbu a úložný box.