

BT-CSEN - Simulátor vykonávanie klystíru
Objednávací kód: **4119.BTCSEN**



Cena bez DPH	1.210,00 Eur
Cena s DPH	1.452,00 Eur

Parametre

Množstevná jednotka

ks

Realistický model hýždí

- Realistický nácvik díky modelu věrně replikujícímu hýždě

- Realistické polohování pacienta
- Polohování pomocí stojanu
- Nácvik s katétry o různých velikostech

Nácvik dovedností

- Umělé výkaly (zavádění / odstraňování)
- Glycerinový klystýr

Zamezení průtoku

- Ventil pro zamezení zpětného toku

Vlastnosti

- Realistický praktický nácvik
- Nácvik polohování pacienta
- Lze aplikovat jakýkoliv lubrikant rozpustný ve vodě, který se používá při reálných klinických situacích
- Lze aplikovat jakýkoliv glycerin používaný v klinických situacích
- Možný nácvik s katétry o různých velikostech
- Ventil zamezující zpětnému toku: zamezení průtoku po vyjmutí katétru
- Lze zavést / vyjmout umělé výkaly

Specifikace

- Model hýždí dospělého člověka: 3,5 kg (330 × 430 × 340 mm)
- Skladovací obal: 2,4 g (440 × 330 × 390 mm)
- Celková hmotnost: přibližně 6 kg