


8000973 - Simulátor obrazovky patientskeho monitoru Medtronic Capnostream™ 35 pre REALITi360

Objednávací kód: **4127.8000973**



Informácia o cene na vyžiadanie

Parametre

Množstevná jednotka

ks

Simulovaný patientsky monitor Capnostream™ 35 je voliteľne dostupnou obrazovkovou simuláciou prémiovej značky, ktorá funguje

s aplikáciou pre monitor vitálnych funkcií REALITi360 a defibrilátor. Simulovaný monitor je navrhnutý pre používanie so systémami pre simuláciu patientskych monitorov REALITi Plus a REALITi Pro od iSimulate.

Inštruktori môžu ľahko pridávať nácvikové scenáre alebo sťahovať nové scenáre z platformy REALITi360 COMMUNITi.

REALITi360 napodobňuje užívateľské rozhranie patientskych monitorov a defibrilátorov niekoľkých známych výrobcov. Vďaka spolupráci s prednými výrobcami vytvoril tím iSimulate vysoko realistické rozhranie, ktoré vyzerajú a fungujú ako skutočné monitory, ktoré sa používajú u skutočných zásahov. Súčasný a stále sa rozširujúci výber patientskych monitorov a defibrilátorov umožňuje študentom naučiť sa pracovať s mnohými rôznymi monitormi a defibrilátormi s ktorými by sa mohli počas svojej kariéry stretnúť.

Na základe individuálnych nácvikových potrieb a produktovej konfigurácie si môžu užívatelia vybrať jednu alebo viac z týchto obrazoviek a zaradiť ich do simulačného nácviku.

Simulácia patientskeho monitoru Capnostream™ 35 dáva užívateľom REALITi360 možnosť trénovať monitorovanie dychu u pacientov v akomkoľvek klinickom prostredí. Táto simulácia obrazovky perfektne napodobňuje monitor Capnostream™ 35 s všetkými jeho príslušnými funkciami.

Nutné príslušenstvo

- 4127.1022815 - Simulátor patientskeho monitoru - REALITi Plus
- 4127.1022816 - Simulátor patientskeho monitoru s debriefingom & CPR spätnou väzbou - REALITi Pro