


**8000975 - Simulátor obrazovky patientskeho
monitoru Philips HeartStart MRx
Emergency
Care pre REALITI360**
Objednávaci kód: **4127.8000975**



Informácia o cene na vyžiadanie

Parametre

Množstevná jednotka

ks

Simulovaný patientsky monitor HeartStart MRx pre pohotovostnú starostlivosť je voliteľne dostupnou obrazovkovou simuláciou prémiovej

značky, ktorá funguje s aplikáciou pre monitor vitálnych funkcií REALiTi360 a defibrilátor. Simulovaný monitor je navrhnutý pre používanie so systémami pre simuláciu patientskych monitorov REALiTi Plus a REALiTi Pro od iSimulate.

Inštruktori môžu ľahko pridávať nácvikové scenáre alebo sťahovať nové scenáre z platformy REALiTi360 COMMUNITI.

REALiTi360 napodobňuje užívateľské rozhranie patientskych monitorov a defibrilátorov niekoľkých známych výrobcov. Vďaka spolupráci s prednými výrobcami vytvoril tím iSimulate vysoko realistické rozhranie, ktoré vyzerajú a fungujú ako skutočné monitory a defibrilátory, ktoré sa používajú u skutočných zásahov. Súčasný a stále sa rozširujúci výber patientskych monitorov a defibrilátorov umožňuje študentom naučiť sa pracovať s mnohými rôznymi monitormi a defibrilátormi s ktorými by sa mohli počas svojej kariéry stretnúť.

Na základe individuálnych nácvikových potrieb a produktovej konfigurácie si môžu užívatelia vybrať jednu alebo viac z týchto obrazoviek a zaradiť ich do simulačného nácviku.

Simulácia patientskeho monitoru HeartStart MRx pre pohotovostnú starostlivosť dáva užívateľom REALiTi360 možnosť trénovať monitorovanie pacienta, diagnostické merania a resuscitáciu. Táto simulácia obrazovky perfektne napodobňuje monitor HeartStart MRx s všetkými jeho príslušnými funkciami.

Nutné príslušenstvo

- 4127.1022815 - Simulátor patientskeho monitoru - REALiTi Plus
- 4127.1022816 - Simulátor patientskeho monitoru s debriefingom & CPR spätnou väzbou - REALiTi Pro