


**MW49 - Simulátor paže pro nácvi
nitrožilního přístupu III**
Objednávací kód: **4103.MW49**



Cena bez DPH

2.970,00 Eur

Cena s DPH

3.593,70 Eur

Parametre

Kanyly, injekcie, napichovanie - filter

Množstevná jednotka

Horné končatiny

ks

Simulátor M50B-B byl renovován, aby byl schopen pojmut širší rozsah nácvikových požadavků.

Dovednosti

- Anatomie paže
- Odběr krve pomocí vakuové zkumavky
- Palpace / nitrožilní injekce
- Zavedení IV kanyly a odkapávací infuze
- Odběr krve pomocí stříkačky / potvrzení zpětným tokem

Sada obsahuje

- 2 modely paže
- 2 podpěrné stojany
- 2 injekční podložky (R podložka)
- 2 injekční podložky (D podložka)
- 4 injekční podložky (předloktí)
- 2 injekční podložky (hřbet ruky)
- 1 cirkulační čerpadlo s plastovou nádobou
- 2 lahvičky se stojanem (na simulovanou krev)
- 1 simulovaná krev (balení 10 vatiček na špejli)
- 2 návleky pro anatomii cév paže
- 1 skladovací kufr
- 1 manuál

Doporučená zařízení

- IV kanyla 23G
- Jehla stříkačky 23G
- Křídlatá jehla 23G

Specifikace

- Velikost (š × h × v): 25 × 11 × 3 cm
- Napájení: AC100-240V; 50/60Hz
- Spotřeba energie: 5 W

Čtyři punkční oblasti

- Ventrální část předloktí
- Loketní jamka
- Hřbet ruky
- Dorzální část předloktí

Dva typy injekčních podložek pro zavedení žilní trubice - fungují s lahvičkami / stojany

- Podložka pro zadní stranu ruky
- Podložka pro ventrální/dorzální stranu předloktí

Dva typy injekčních podložek pro loketní jamku - fungují s cirkulačním čerpadlem

Obyčejná podložka - Realistický pocit. Textura, pocit a odpor vůči jehle. Tři přístupné žilní trubice reprezentují bazilární žílu, středovou žílu a kefalickou žílu.

Odolná podložka - Odolná nácviková podložka pro maximalizaci nácvikových příležitostí. Materiály tkáně pro dlouhou životnost. Obě strany podložky v době mají dvě žilní trubice pro nácvik.