

## **LPB-40-L - Tréner lumbálnej punkcie pre deti LumbarPunctureBaby so simulovaným infúznym vakom**

Objednávací kód: **4129.LPB40L**



Informácia o cene na vyžiadanie

Parametre

Kanyly, injekcie, napichovanie - filter

Množstevná jednotka

Punkcia, anestézia, injekcie

ks

Pediatrický trenažér LumbarPunctureBaby se simulovaným infuzním sáčkem od Simulab je pediatrický trenažér lumbální punkce, který simuluje dvoutýdenní dítě. Trenažér lze umístit jak do polohy vleže na boku, tak může být i drženo vzpřímeně v pozici sedu. Tělová forma je anatomicky přesná s kyčelním hřebenem a pupečником. Náhradní tkáň obsahuje obratle L3-L5 s křížovou kostí a hýždovým záhybem. Kromě toho každá tkáň obsahuje míchu naplněnou simulovaným mozkomíšním mokem a epidurální žilní plexus naplněný simulovanou krví.

### **Obsahuje:**

- Pediatrický trenažér LumbarPunctureBaby
- Simulovaný infuzní sáček

### **Vlastnosti:**

- Anatomicky přesné dvoutýdenní dítě s flexibilní tělovou formou
- Kompatibilní s ultrazvukem
- Viditelná a hmatatelná orientační místa zahrnují pupečník, hýždový záhyb, kyčelní hřeben a obratle
- Místa pro zavádění se nacházejí v oblastech L3-L4 a L4-L5
- Simulátor lze umístit a poté ohnout v pozici na boku vleže, nebo v pozici sedu
- Flexibilní tělová forma přidává na realističnosti při ohýbání dítěte – simulace pohybu trnového výběžku od neutrální do otevřené pozice
- Přesné zavedení jehly umožňuje pozitivní odezvu a odběr simulovaného mozkomíšního moku
- Simulovaný epidurální žilní plexus a kostní trnový výběžek poskytují uživateli odezvu v případě nesprávného zavedení jehly

### **Dovednosti:**

- Použijte pozici na boku vleže a pozici vsedě pro pediatrickou lumbální punkci
- Nahmatejte externí orientační body
- Správná technika procesu lumbální punkce na pediatrickém pacientovi