

**LPNP-30-L - balík na nácvik lumbálnej
punkcie (LP-30, LPNT-30) - svetlý tón**

Objednávací kód: **4129.LPNP30L**



Informácia o cene na vyžiadanie

Parametre

Kanyly, injekcie, napichovanie - filter

Množstevná jednotka

Punkcia, anestézia, injekcie

ks

Zvládejte bezpečně kritické techniky spinálního epidurálního zavádění a katetrizace se snadno použitelným s ultrazvukem kompatibilním nácvikovým balíčkem trenažeru lumbální punkce. Tento balíček je cenově výhodný a obsahuje další tkáně.

Náš realistický simulátor může vzpřímeně sedět, nebo může být umístěn do pozice na boku vleže a obsahuje bederní obratle, kyčelní hřeben, trnový výběžek, žlutý vaz, epidurální prostor a tvrdou plenu.

Trenažer pojímá tři různé realistické s ultrazvukem kompatibilní náhradní tkáně, které odrážejí zřetelné anatomické rozdíly, které se nacházejí u obézních, geriatrických a normálních pacientů. Každá tkáň umožňuje uživatelům zažít odlišnosti v tloušťce ploténky a hloubce měkké tkáně na vrchu obratlů. Trenažer je také kompatibilní s naší sérií tkání pro lumbální punkci.

Obsahuje:

- Simulovaný infuzní sáček
- Normální tkáň (2)

Vlastnosti:

- Různé náhradní tkáně umožňují progresivní rozvoj dovedností u různých pacientů
- Vysoce odolná náhradní tkáň pro opakovaný postup
- Nejrealističtější možná taktilní odezva

Dovednosti:

- Použijte ultrazvuk nebo palpaci pro rozpoznání klíčových orientačních míst
- Nacvičujte spinální a epidurální injekce od zavedení až po kompletní katetrizaci
- Zažijte přítomnost a absenci odporu a poklepávání na píst, dokud nepocítíte ztrátu odporu
- Možnost měřit a zavádět katétr do příslušné hloubky; odstraňte jehlu a zabezpečte
- Nacvičujte proceduru v pozici vleže na levém boku nebo vsedě