

**VPNP-10-L - Balíček na venepunkciu s
nervami (LVNP-10-L, VTH-10) - svetlý tón**
Objednávací kód: **4129.VPNP10L**



Informácia o cene na vyžiadanie

Parametre

Kanyly, injekcie, napichovanie - filter

Množstevná jednotka

Punkcia, anestézia, injekcie

ks

S ultrazvukem kompatibilní podložky pro venepunkci jsou perfektní pro nácvik venepunkce, identifikace nervu, nebo periferní katetrizace na cévách o různých velikostech. Balíček tkáně pro venepunkci s nervy, jakožto součást série SimuWear od Simulab, obsahuje držák na tkáň, který si na sebe může nasadit standardizovaný pacient, nebo ho můžete nasadit na simulátor, a obsahuje přirozené zahnutí paže a nohy.

Součástí balíčku je také simulovaný IV stojan a IV sáčky pro ještě realističtější nácvik. Na oboustranných podložkách jsou na jedné straně tři žíly mírně viditelné přes povrch kůže, a na druhé straně jsou více zakryté silnější tkáňovou vrstvou pro nácvik přístupu k hlubokým cévám.

Obsahuje:

- Velká podložka pro venepunkci s nervy
- Lahvička s červenou tekutinou (MA-16)
- Stříkačka se špičkou Luer Lock
- Držák na tkáň pro venepunkci (VTH-10)

Vlastnosti:

- Kompatibilní s ultrazvukem
- Tři žíly o různé velikosti
- Simuluje žíly položené hluboko v těle
- Silná tkáňová vrstva zakrývá cévy
- Oboustranná tkáň
- Hloubka cévy je od 17,75 do 20,3 mm na mělké straně a od 22,85 do 25,4 mm na hluboké straně
- Když je odolná samouzavírací tkáň zobrazena pod ultrazvukem, nejsou na ni vidět stopy po jehle
- Žíly lze opětovně naplnit pro opakovaný nácvik

Dovednosti:

- Dosáhněte intravenózního přístupu
- Odebírejte tekutiny
- Zavádějte katétr do hluboce usazené žíly
- Nacvičujte používání ultrazvukového navádění
- Nacvičujte interakci s pacientem během postupu