

ARC-20 - Model na artrocentézu
Objednávací kód: **4129.ARC20**



Informácia o cene na vyžiadanie

Parametre

Množstevná jednotka

ks

Nacvičujte diagnostiku a zvládanie prítomnosti efúze kolene s anatomicky presným modelom pro artrocentézu. Trenažér znázorňuje nataženou levou nohu s oblastmi kompatibilnými s ultrazvukem, včetně česky, patelárního vazy, holeně, lýtkové kosti, stehenní kosti,

synoviálního vaku a synoviální tekutiny. Odsávejte synoviální tekutinu z kloubní dutiny pomocí mediálního nebo laterálního přístupu. Mezi místa pro zavádění patří suprapatelární a parapatelární přístup.

Obsahuje:

- Jeden model kolene pro artrocentézu
- Jedná náhradní tkáň pro artrocentézu

Vlastnosti:

- Kompatibilní s ultrazvukem
- Vysoce odolná náhradní tkáň pro vícenásobné použití
- Realistická taktilní odezva
- Pocit kostního kontaktu, když jehla zasáhne čéšku
- Pocit kostního kontaktu, když jehla zasáhne stehenní kost
- Nemožnost odsávat stříkačkou, když je špička jehly v měkké tkáni nad kloubním pouzdem
- Snadné odsávání kloubní tekutiny do stříkačky po dosažení správného zavedení
- Tekutina může být čistá, nebo v případě potřeby je možné ji zabarvit
- Zvyšujte nebo snižujte velikost efuze pomocí až 60 cm³ tekutiny

Dovednosti:

- Nacvičujte balotování nebo odsávání suprapatelárního pouzdra
- Techniky odsávání jehlou a zavádění injekce
- Palpace anatomických míst významných pro postup
- Realistická taktilní odezva po dobu celého postupu